



# Gros Orteil Séparé

Gamme de Produits

Blatchford

# Enveloppes de pied désormais disponibles avec gros orteil séparé

Apparence naturelle

Flexibilité de choix pour les chaussures

Tailles supplémentaires\*

Disponible en 2 couleurs



\*Largeurs supplémentaires désormais disponibles pour les tailles 25, 26, 27 et 28.

La nouvelle enveloppe de pied Blatchford avec gros orteil séparé offre une apparence plus naturelle, ainsi qu'une flexibilité de choix pour les chaussures grâce à son design optimisé avec gros orteil séparé. Elle est disponible dans les nuances claire et foncée afin de mieux correspondre à différentes teintes de peau, et propose de nouveaux choix de largeurs pour un ajustement parfait.

## Linx

Système de prothèse intégrée, primé plusieurs fois, conçu pour offrir une expérience imitant la structure incroyablement complexe de la jambe humaine.



Code Produit	Taille	Côté	Largeur*	Catégorie de lames	Gros orteil séparé
LINX	25	L	N	3	S

Exemple : taille 25, gauche, étroit, catégorie de lames 3, gros orteil séparé.



## Elan<sup>IC</sup>

Elan<sup>IC</sup> est la cheville hydraulique à microprocesseur étanche la plus légère et la plus compacte au monde.



Code Produit	Taille	Côté	Largeur*	Catégorie de lames	Gros orteil séparé
ELANIC	25	L	N	3	S

Exemple : taille 25, gauche, étroit, catégorie de lames 3, gros orteil séparé.



## Elan

Cheville contrôlée par microprocesseur pour contrôle de la vitesse et réponse au terrain.



Code Produit	Taille	Côté	Largeur*	Catégorie de lames	Gros orteil séparé
ELAN	25	L	N	3	S

Exemple : taille 25, gauche, étroit, catégorie de lames 3, gros orteil séparé.



## Echelon<sup>VT</sup>

Cheville hydraulique biomimétique avec absorption des chocs, rotation et lame d'avant pied dédoublée pour adéquation au terrain.



Code Produit	Taille	Côté	Largeur*	Catégorie de lames	Ressort axial	Gros orteil séparé
ECVT	25	L	N	5	3	S

Exemple : taille 25, gauche, étroit, catégorie de lames 5 ressort 3, gros orteil séparé.





## Echelon<sup>VAC</sup>

Technologie de cheville hydraulique associée à un système élevé de vide pour une emboîture à la fois fiable et confortable.

Code Produit	Taille	Côté	Largeur*	Catégorie de lames	Gros orteil séparé
EVAC	25	L	N	3	S

Exemple : taille 25, gauche, étroit, catégorie de lames 3, gros orteil séparé.



## Echelon<sup>ER</sup>

Lame biomimétique en carbone étanche  
Avec articulation cheville hydraulique  
et plus grande amplitude de mouvement.

Code Produit	Taille	Côté	Largeur*	Catégorie de lames	Gros orteil séparé
ECER	25	L	N	3	S

Exemple : taille 25, gauche, étroit, catégorie de lames 3, gros orteil séparé.



## Echelon

Lame d'avant pied dédoublée et contrôle de cheville hydraulique biomimétique pour une stabilité accrue sur les terrains accidentés et en pente.

Code Produit	Taille	Côté	Largeur*	Catégorie de lames	Gros orteil séparé
EC	25	L	N	3	S

Exemple : taille 25, gauche, étroit, catégorie de lames 3, gros orteil séparé.



## Epirus

Pied multiaxial avec articulation cheville pour une bonne adaptation au terrain et une restitution d'énergie efficace.

Code Produit	Taille	Côté	Largeur*	Catégorie de lames	Gros orteil séparé
EP	25	L	N	3	S

Exemple : taille 25, gauche, étroit, catégorie de lames 3, gros orteil séparé.



## Esprit

Pied léger « low profile », idéal pour les patients ayant une amputation longue.

Code Produit	Taille	Côté	Largeur*	Catégorie de lames	Gros orteil séparé
ESP	25	L	N	3	S

Exemple : taille 25, gauche, étroit, catégorie de lames 3, gros orteil séparé.



\*Les options Étroit (N) et Large (W) ne sont disponibles que pour les tailles 25 à 28. Pour une enveloppe de nuance foncée, ajouter le suffixe D.

## Guide des largeurs d'enveloppes de pied

Consultez le tableau ci-dessous pour vous aider à choisir la taille adéquate lors de votre commande.  
Pour les tailles 25, 26, 27 et 28, vous pouvez désormais choisir les options Étroit (N) ou Large (W).

Taille	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Largeurs des enveloppes de pied	76mm	78mm	80mm	82mm (N) 88mm (W)	83mm (N) 91mm (W)	90mm (N) 99mm (W)	91mm (N) 100 mm (W)	102mm	105mm
Ancienne enveloppe de pied	77mm	77mm	80mm	82mm	82mm	87mm	90mm	95mm	101mm

Note : La mesure de la largeur correspond au point le plus large.

# Jeux de lames et informations sur les enveloppes de pied

Si vous souhaitez commander des jeux de lames ou des enveloppes de pied séparément, merci de consulter les références de commandes ci-dessous pour vous permettre de recevoir le bon article.

## Jeux de lames

**Linx, ElanIC, Elan, EchelonVT, EchelonVAC, EchelonER, Echelon, Epirus, Esprit**

Taille	Taille	Taille	Taille
22-24	25-26	27-28	29-30
Set 1 - 539801S	Set 1 - 539810S	Set 1 - 539819S	Set 1 - 539828S
Set 2 - 539802S	Set 2 - 539811S	Set 2 - 539820S	Set 2 - 539829S
Set 3 - 539803S	Set 3 - 539812S	Set 3 - 539821S	Set 3 - 539830S
Set 4 - 539804S	Set 4 - 539813S	Set 4 - 539822S	Set 4 - 539831S
Set 5 - 539805S	Set 5 - 539814S	Set 5 - 539823S	Set 5 - 539832S
Set 6 - 539806S	Set 6 - 539815S	Set 6 - 539824S	Set 6 - 539833S
Set 7 - 539807S	Set 7 - 539816S	Set 7 - 539825S	Set 7 - 539834S
Set 8 - 539808S	Set 8 - 539817S	Set 8 - 539826S	Set 8 - 539835S

## Enveloppes de pied\* :

Taille	Étroit	Large	Chaussette de protection
Gauche/ Droit			
22L	539038S	-	531011 Taille 22-26
22R	539039S	-	
23L	539040S	-	
23R	539041S	-	
24L	539042S	-	
24R	539043S	-	
25L	539044SN	539044SW	
25R	539045SN	539045SW	
26L	539046SN	539046SW	
26R	539047SN	539047SW	
27L	539048SN	539048SW	
27R	539049SN	539049SW	
28L	539050SN	539050SW	
28R	539051SN	539051SW	
29L	-	539052S	
29R	-	539053S	
30L	-	539054S	
30R	-	539055S	

\*Pour une enveloppe de nuance foncée, ajouter le suffixe D

+49 6142 48148 0 | [contact@blatchford.fr](mailto:contact@blatchford.fr)  
Blatchford Europe GmbH, Am Prime-Parc 4,  
65479 Raunheim, Allemagne.

@blatchfordgrp | [blatchford.fr](http://blatchford.fr)

203266220FR Iss5 05/21. Ces informations sont tenues pour exactes au moment de l'impression.

**Blatchford**