

Notre enveloppe de pied à orteil séparé est maintenant compatible avec notre gamme de pieds en e-carbone



L'enveloppe de pied à orteil séparé Blatchford a un aspect plus naturel et donne plus de flexibilité dans le choix des chaussures. Disponible en nuances claire et foncée et en plusieurs largeurs pour s'adapter parfaitement à vos besoins.



Guide des largeurs d'enveloppe de pied :

Utilisez le tableau ci-dessous pour choisir la bonne taille lors de votre commande. Pour les tailles 25, 26 et 27, vous pouvez maintenant choisir entre un modèle étroit (N) ou large (W).

Taille	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Largeur d'enveloppe de pied	76 mm	78 mm	80 mm	82 mm (N) 88 mm (W)	83 mm (N) 91 mm (W)	91 mm (N) 99 mm (W)	100 mm	102 mm	105 mm
Ancienne enveloppe de pied Esprit	77 mm	77 mm	80 mm	82 mm	82 mm	87 mm	90 mm	95 mm	101 mm
Ancienne enveloppe de pied Elite	s/o	s/o	82 mm	83 mm	86 mm	88 mm	92 mm	96 mm	98 mm

Kits lame et informations sur l'enveloppe de pied

Si vous souhaitez commander des kits lame ou des enveloppes de pied séparément, veuillez vous référer aux codes de commande ci-dessous pour vous assurer de recevoir le bon article.

Kits lame

Pour Elite et EliteVT

Catégorie	Taille du pied 22-24	Taille du pied 25-26	Taille du pied 27-28	Taille du pied 29-30
Jeu 1	539701S	539710S	539719S	Spécial Commande
Jeu 2	539702S	539711S	539720S	uniquement
Jeu 3	539703S	539712S	539721S	539730S
Jeu 4	539704S	539713S	539722S	539731S
Jeu 5	539705S	539714S	539723S	539732S
Jeu 6	539706S	539715S	539724S	539733S
Jeu 7	539707S	539716S	539725S	539734S
Jeu 8	539708S	539717S	539726S	539735S
Jeu 9	-	539718S	539727S	539736S

Pour Elite Blade

	Taille du pied 22-24	Taille du pied 25-26	Taille du pied 27-28	Taille du pied 29-30
Jeu 1	539901S	539610S	539619S	Spécial Commande
Jeu 2	539902S	539611S	539620S	uniquement
Jeu 3	539903S	539612S	539621S	539630S
Jeu 4	539904S	539613S	539622S	539631S
Jeu 5	539905S	539614S	539623S	539632S
Jeu 6	539906S	539615S	539624S	539633S
Jeu 7	539907S	539616S	539625S	539634S
Jeu 8	-	539617S	539626S	539635S
Jeu 9	-	539618S	539627S	539636S

Pour Esprit et Epirus

Catégorie	Taille du pied 22-24	Taille du pied 25-26	Taille du pied 27-28	Taille du pied 29-30
Jeu 1	539801S	539810S	539819S	539828S
Jeu 2	539802S	539811S	539820S	539829S
Jeu 3	539803S	539812S	539821S	539830S
Jeu 4	539804S	539813S	539822S	539831S
Jeu 5	539805S	539814S	539823S	539832S
Jeu 6	539806S	539815S	539824S	539833S
Jeu 7	539807S	539816S	539825S	539834S
Jeu 8	539808S	539817S	539826S	539835S

Pour Javelin

	Taille du pied 22-24	Taille du pied 25-26	Taille du pied 27-28	Taille du pied 29-30
Jeu 1	539301S	539510S	539519S	Spécial Commande
Jeu 2	539302S	539511S	539520S	uniquement
Jeu 3	539303S	539512S	539521S	539530S
Jeu 4	539304S	539513S	539522S	539531S
Jeu 5	539305S	539514S	539523S	539532S
Jeu 6	539306S	539515S	539524S	539533S
Jeu 7	539307S	539516S	539525S	539534S
Jeu 8	539308S	539517S	539526S	539535S
Jeu 9	-	539518S	539527S	539536S

Enveloppes de pied* :

Taille du pied	Étroit	Large	Chaussette de protection
	Gauche/droite		
22L	539038S	-	531011 Tailles 22-24
22R	539039S	-	
23L	539040S	-	
23R	539041S	-	
24L	539042S	-	
24R	539043S	-	
25L	539044SN	539044SW	
25R	539045SN	539045SW	
26L	539046SN	539046SW	
26R	539047SN	539047SW	
27L	539048SN	539048SW	532811 Tailles 25-30
27R	539049SN	539049SW	
28L	-	539050S	
28R	-	539051S	
29L	-	539052S	
29R	-	539053S	
30L	-	539054S	
30R	-	539055S	

*Pour une enveloppe de nuance foncée ajouter le suffixe D